


【Windows7での起動手順: メドバイザーver.2】

※ 以下の手順はWindowsのセキュリティ確認画面の表示を無効化する手順です。
ソフトによってはセキュリティレベルにより動作しなくなる場合があります。
その際は、以下の手順を参考にセキュリティレベルを戻してください。


STEP1. 画面左下のスタートボタンをクリックし、コントロールパネルを開く



STEP2. 「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリック



STEP3. ユーザーアカウントをクリック




STEP4. ユーザーアカウント制御の有効化または無効をクリック




STEP5. ユーザーアカウント制御の「続行」をクリック




STEP6. 「通知しない」までゲージをスライドさせ、「OK」をクリック




STEP7. 後で再起動するをクリック




STEP8. メドバイザーのアイコンを右クリックし、プロパティを起動




STEP9. 互換性タブを選択



STEP10. 管理者としてこのプログラムを実行するにチェックを入れる



STEP11. 適用、OKをクリックし、この画面を閉じる



STEP12. PCを再起動する。

STEP13. PCを起動後にメドバイザーを起動し、「トライアル」または「ライセンス」をクリックしてご使用ください。

※ デモCDの場合は「トライアル」、購入された場合は「ライセンス」をクリックしてご使用ください。

※ 操作に関しましては、製品に同封されている操作手順書か、Disk2に格納されている「Ver2 IFU.pdf」をご参照ください。）