

パッチファイル実行手順 (Windows 7 64 bit)


STEP1. Disk 2 を挿入すると下の図のような画面が表示されます。

「フォルダを…」をクリックします。




STEP2. Disk の中身が下の図のように表示されます。

Patch をダブルクリックします。




STEP3. フォルダの中身が下の図のように表示されます。

Fix をダブルクリックします。




STEP4. フォルダの中身が下の図のように表示されます。

ver.2.1.0.6 をダブルクリックします。




STEP5. フォルダの中身が下の図のように表示されます。

64bit フォルダをダブルクリックします。




修正#01.exe をダブルクリックします。


その後、restore_landing_page.bat と sqlite3.exe をコピーします。



STEP6. コンピュータからローカルディスク(C:)をダブルクリックします。




STEP7. ローカルディスク(C:)の中身が下の図のように表示されます。
Program Files (x86)をダブルクリックします。




STEP8. フォルダの中身が下の図のように表示されます。

MedVisor Dental をダブルクリックします。



STEP9. フォルダの中身が下の図のように表示されます。

コピーした `restore_landing_page.bat` と `sqlite3.exe` を貼り付け、`restore_landing_page.bat` をダブルクリックします。



以上で終了です。