


### <CD1のインストール>


Step 1. CD1をセットします。自動的に「セットアップ言語の選択」が立ち上がります。

日本語を選択していることを確認し、「OK」をクリックしてください。




Step 2. インストールする項目が表示されます。「Install」をクリックしてください。

\* インストールされる項目はPC環境によって異なります。




### [QuickTimeのインストール]

Step 3. 自動でインストールが始まります。




Step 4. [Microsoft .NET2.0Frameworkのインストール]

※表示されない場合もあります。  
必ず「はい」をクリックしてください。



Step 5. インストールが開始されます。




Step 6. [MedVisorDental ver.2のインストール]


「次へ(N)」をクリックします。




- Step 7. 使用許諾書に目を通していただき、よろしければ「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択して「次へ(N)」をクリックします。




- Step 8. ユーザー名、所属を入力します。「このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A)」にチェックをつけて「次へ(N)」をクリックします。



Step 9. 「インストール(I)」をクリックします。



Step 10. インストール中の画面が表示されます。




## <CD2のインストール>

Step 11. 「ディスク2を挿入してください。」と表示された後、CD1を取り出し、CD2をセットして「OK」をクリックしてください。



Step 12. CD2をインストール中です。



Step 13. インストールが完了しました。  
「完了」をクリックしてください。



- Step 14. インストール完了後に以下のメッセージが表示された場合、必ず「はい」をクリックして下さい。  
※表示されない場合もあります。

